

Vacumed[®] provette con acido bórico

FL Medical si impegna a soddisfare i bisogni dei clienti, l'azienda si aggiorna continuamente per migliorare i prodotti e realizzare nuovi progetti. Alla base di questo nuovo prodotto ci sono i valori di FL Medical

Innovazione
Qualità
Efficienza

Le principali caratteristiche della provetta Vacumed[®] con acido bórico sono

Mantenimento del campione

L'acido bórico permette di conservare il campione di urina nei periodi più caldi oppure quando non è possibile l'analisi in tempi brevi

Rapido scioglimento

L'acido bórico in pastiglia garantisce un rapido scioglimento all'interno della provetta

Risultati entro le 48 ore

L'acido bórico consente di preservare le urine raccolte entro le 48 ore



Codice	Dimensione della provetta	Volume di aspirazione	Confezionamento
42972	13 x 75 mm	4 ml	100 pezzi per rack 1.200 pezzi per scatola
43976	13 x 100 mm	6 ml	100 pezzi per rack 1.200 pezzi per scatola
44970	16 x 100 mm	10 ml	100 pezzi per rack 1.200 pezzi per scatola