

URINTRANSFER® URINE CONTAINERS

Urintransfer® frascos para orina / Urintransfer® pots pour urine / Urintransfer® contenitori urina

YELLOW SCREW CAP

tapón roscado amarillo /
bouchon à vis jointé jaune /
tappo a vite giallo

ASPIRATION SYSTEM FOR VACUUM TUBES

sistema de aspiración para tubos de vacío /
système d'aspiration pour tubes sous vide /
sistema di aspirazione per provette sottovuoto

PAPER LABEL

etiqueta de papel /
étiquette en papier /
etichetta cartacea

POLYPROPYLENE CONTAINER

frasco en polipropileno /
pot en polypropylène /
contenitore in polipropilene

POLYETHYLENE CAP

tapón en polietileno /
bouchon en polyéthylène /
tappo in polietilene



25014



120 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8
producido en cleanroom ISO 8 /
produit en cleanroom ISO 8 / prodotto
in camera bianca ISO 8



25024



60 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8
producido en cleanroom ISO 8 /
produit en cleanroom ISO 8 / prodotto
in camera bianca ISO 8

25012



120 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8
producido en cleanroom ISO 8 /
produit en cleanroom ISO 8 / prodotto
in camera bianca ISO 8

INDIVIDUALLY WRAPPED
envuelto individualmente / sachet
unitaire / in sacchetto singolo

25022



60 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8
producido en cleanroom ISO 8 /
produit en cleanroom ISO 8 / prodotto
in camera bianca ISO 8

INDIVIDUALLY WRAPPED
envuelto individualmente / sachet
unitaire / in sacchetto singolo

25016



120 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

STERILE
estéril / stérile /
sterile

25026



60 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

STERILE
estéril / stérile /
sterile

25015



120 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

STERILE
estéril / stérile /
sterile

INDIVIDUALLY WRAPPED
envuelto individualmente / sachet
unitaire / in sacchetto singolo

25025



60 ml

of urine / de orina /
de urine / di urina

STERILE
estéril / stérile /
sterile

INDIVIDUALLY WRAPPED
envuelto individualmente / sachet
unitaire / in sacchetto singolo

